

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd307B (Fcrl2) Para Fc - Q96La5

Número do item: CM0004347

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD307b (FCRL2) humano para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas. CD307b pode regular o desenvolvimento de células B e é expresso preferencialmente em células B de memória.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD307b mAb
Observações/Alias	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Espécie	Humano
ID do Gene	79368
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-395 da proteína CD307b humana (NP_110391.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo