

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd307B Humano Para Fc - Q96La5

Número do item: CM0005869

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD307b humano (FCRL2/IRTA4). Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa de desenvolvimento de células B e células B de memória.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD307b humano
Observações/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	79368
GeneID	79368
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-395 do CD307b humano (NP_110391.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96LA5
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)