

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd307B Conjugado A Para Citometria De Fluxo - Q96La5

Número do item: CM0005863

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado a , direcionado ao CD307b humano (FCRL2) para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada humana, peso proteico de 56kDa, imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa em imunologia de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD307b Conjugado a
Observações/Apêndice	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Espécie	Humano
GeneID	79368
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-395 do CD307b humano (NP_110391.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo