

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd314 Para Fc - P26718

Número do item: CM0010636



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD314 (NKG2D) humano, validado para citometria de fluxo. Permite a detecção direta da expressão do receptor ativador de células NK em estudos imunológicos e oncológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD314
Observações/Apelidos	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22914
ID do Gene	22914
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo