


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd314 (Nkg2D) Para Fc - P26718

Número do item: CM0008716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD314 (NKG2D) humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de imunovigilância e pesquisa sobre ativação de células NK/T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD314
Observações/Apelido	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22914
ID do Gene	22914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-216 da CD314 humana (NP_031386.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo