

Mab Coelho Anti-Humano Cd317/Bst2 Para Fc - Q10589

Número do item: CM0009447



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado de coelho anti-humano CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24), validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo um fator de restrição antiviral de 20 kDa; adequado para pesquisas em imunidade inata e brotamento viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD317/BST2
Observações/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	684
ID do Gene	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-160 da CD317/BST2 humana (NP_004326.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo