

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd317/Bst2 Humano Para Citometria De Fluxo - Q10589

Número do item: CM0008602



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD317/BST2 humano (Tetherina). Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo. Útil para investigar mecanismos de restrição viral, desenvolvimento de células B e mieloma múltiplo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD317/BST2 humano
Observações/Apelido	CD317; HM1.24; TETHERIN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	684
GeneID	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso da proteína	18kDa/19kDa
Envio	Bolsa de gelo