

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd317/Bst2 Para Fc - Q10589

Número do item: CM0012269



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD317/BST2 humano (Tetherin), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar restrição antiviral e sinalização imune em amostras humanas. 18-19 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD317/BST2                                                                             |
| Observações/Apelido | CD317; HM1.24; TETHERIN                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 684                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 684                                                                                                                            |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-160 do CD317/BST2 humano (NP_004326.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | FC                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | Q10589                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 18kDa/19kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                  |