

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd317/Bst2 Para Fc - Q10589

Número do item: CM0010677



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD317/BST2 humano (teterina), um fator de restrição da brotamento viral e marcador de mieloma múltiplo. Para imunofenotipagem baseada em citometria de fluxo e pesquisa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano CD317/BST2
Observações/Apelido	CD317; HM1.24; TETERINA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	684
GeneID	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso da Proteína	18kDa/19kDa
Envio	Bolsa de gelo