

Mab Coelho Anti-Humano Cd31/Pecam1 Para Fc - P16284

Número do item: CM0008784



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD31/PECAM1 humano para aplicações de citometria de fluxo (FC). Validado em amostras humanas, reconhece uma proteína de 83 kDa. Ideal para estudos de leucócitos e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD31/PECAM1
Observações/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-601 da CD31 humana (NP_000433.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo