

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd31/Pecam1 Para Citofluorimetria - P16284

Número do item: CM0010940



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD31/PECAM1 humano, conjugado com fluoróforo , para análise por citofluorimetria de células endoteliais, plaquetas e leucócitos. Validado para FC, reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD31/PECAM1
Observações/Apelido	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humano
GeneID	5175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-601 do CD31/PECAM1 humano (NP_000433.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citofluorimetria)
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso Proteico	83kDa
Transporte	Saco de gelo