

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd326/Epcam Para Fc - P16422

Número do item: CM0005021



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD326/EPCAM humano, validado para citometria de fluxo. Detecta a molécula de adesão de células epiteliais para aplicações em pesquisa sobre câncer e células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano CD326/EPCAM mAb                                                                                              |
| Observações/Apelido | ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 4072                                                                                                                            |
| GeneID              | 4072                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do CD326/EPCAM humano (NP_002345.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | FC                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                          |
| SWISS               | P16422                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                    |