

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd326/Epcam Conjugado Para If/Icc E Fc - P16422

Número do item: CM0005562



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado direcionado ao CD326/EpCAM humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa da molécula de adesão de células epiteliais em estudos de câncer e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD326/EPCAM
Observações/Apelido	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4072
GeneID	4072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do CD326/EPCAM humano (NP_002345.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Envio	Em saco de gelo