

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd33 Humano Conjugado Com Para Fc - P20138

Número do item: CM0009162



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD33 humano (Siglec-3, p67) para citometria de fluxo. Detecta um antígeno de superfície mieloide de ~40 kDa. Adequado para amostras humanas. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD33 humano
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Em saco de gelo