

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd33 Para Fc - P20138

Número do item: CM0011234



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD33 humano (Siglec-3), validado para citometria de fluxo (FC) em amostras humanas. Ideal para análise de células mielomonocíticas e microgliais; SWISS: P20138.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD33
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID	945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Envio	Em saco de gelo