

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd33 Humano Para Citometria De Fluxo - P20138

Número do item: CM0011611



### introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-CD33 Humano para citometria de fluxo, reativo com CD33 humano. Adequado para detecção do antígeno de superfície de células mieloides CD33, uma lectina ligante de ácido siálico envolvida na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD33 Humano                                                                                                   |
| Observações/Apelido | p67; SIGLEC3; SIGLEC-3                                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 945                                                                                                                                            |
| GeneID              | 945                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                         |
| SWISS               | P20138                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                |