

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd33 Para Citometria De Fluxo - P20138

Número do item: CM0004807



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD33 humano (Siglec-3, gp67). Reconhece o domínio extracelular. Validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células mieloides e micróglia. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD33 mAb
Observações/Apelido	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; molécula CD33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	945
ID do Gene	945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 da proteína CD33 humana (NP_001763.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso da Proteína	25kDa/33kDa/39kDa
Envio	Bolsa de gelo