

Mab Coelho Anti-Humano Cd335/Nkp46 - 076036

Número do item: CM0005405



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-Humano CD335/NKp46 para imunofluorescência e detecção por citometria de fluxo do receptor de ativação da citotoxicidade natural em células NK. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD335/NKp46
Observações/Apelidos	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; receptor de ativação da citotoxicidade natural 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 do CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	076036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Transporte	Bolsa de gelo