

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para Fc - O76036

Número do item: CM0012537



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD335/NKp46 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor 1 desencadeador de citotoxicidade natural em células NK. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD335/NKp46
Observações/Apelido	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9437
ID do Gene	9437
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 do CD335/NKp46 humano (NP_004820.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envio	Em saco de gelo