

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para If/Icc E Fc - O76036

Número do item: CM0009028



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD335/NKp46 (NCR1) humano. Adequado para detecção por IF/ICC e citometria de fluxo de células NK. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD335/NKp46 mAb
Observações/Apelido	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; receptor 1 de disparo da citotoxicidade natural
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 do CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso da Proteína	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo