

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para If/Icc, Fc - 076036

Número do item: CM0010427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD335/NKp46 (NCR1) humano, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células natural killer e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD335/NKp46
Observações/Alíase	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, receptor 1 de ativação da citotoxicidade natural
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9437
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 22-254 do CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	076036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (múltiplas isoformas)
Envio	Bolsa de gelo