

Coelho Anti-Humano Cd336/Nk-P44 Mab Para Fc - 095944

Número do item: CM0010171



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD336/NK-p44 (NCR2) humano. Validado para citometria de fluxo (FC) de células natural killer ativadas; 31kDa. Ideal para imunologia de tumores e pesquisa de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD336/NK-p44 mAb
Observações/Apelido	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9436
GeneID	9436
□□	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-190 do CD336/NK-p44 humano (NP_004819.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95944
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo