

Coelho Anti-Humano Cd337/Nkp30 Anticorpo Monoclonal Para Fc - O14931

Número do item: CM0009679



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD337/NKp30 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a citotoxicidade mediada por células NK e a maturação de células dendríticas em pesquisas de imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observações/Apelido	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso da Proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo