


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd337/Nkp30 Para Citometria De Fluxo - O14931

Número do item: CM0011089



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD337/NKp30 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de células assassinas naturais, imunologia tumoral e estudos de citotoxicidade de células NK. Reage com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
Observações/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 de CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso da Proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Entrega	Bolsa de gelo