


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd337/Nkp30 Para Citometria De Fluxo - O14931

Número do item: CM0004132



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD337/NKp30 humano (NCR3) para citometria de fluxo. Ideal para estudar citotoxicidade de células NK, imunologia tumoral e maturação de células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD337/NKp30
Observações/Apelido	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD337/NKp30 humano (NP_667341.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo