

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd337/Nkp30 Para If/Icc E Fc (Intra) - O14931

Número do item: CM0006067



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD337/NKp30 conjugado com , validado para IF/ICC e citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo o recetor 3 de desencadeamento da citotoxicidade natural (NCR3) expresso em células NK; reativo a humanos, O14931.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD337/NKp30
Observações/Alíás	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recetor 3 de desencadeamento da citotoxicidade natural
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo