

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd34 Humano Para Fc - P28906

Número do item: CM0009091

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD34 humano (P28906) para citometria de fluxo. Detecta células progenitoras hematopoiéticas e células endoteliais. Adequado para aplicações de FC em pesquisa hematopoiética. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD34 Humano
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	947
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Molecular da Proteína	35kDa/41kDa
Envio	Em saco de gelo