

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd34 Humano Para If/Icc E Fc - P28906

Número do item: CM0004865

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com direcionado ao CD34 humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Ideal para estudos de células-tronco hematopoiéticas e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD34 Humano
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	947
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Molecular da Proteína	35kDa/41kDa
Transporte	Saco de Gelo