

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd35 Para Citometria De Fluxo - P17927

Número do item: CM0005027

introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD35 para detecção por citometria de fluxo do receptor de complemento tipo 1 (CR1) humano em eritrócitos e células imunes. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD35
Observações/Apelido	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor de complemento tipo 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1378
GeneID	1378
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 901-1095 do CD35 humano (NP_000564.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Proteico	223kDa
Envio	Em sacola de gelo