

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd35 Humano Para Citometria De Fluxo - P17927

Número do item: CM0007933



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD35 humano (CR1). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a adesão imune mediada pelo complemento, a opsonização, a entrada viral e a diferenciação de células T reguladoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD35 Humano
Observações/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor do complemento tipo 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1378
ID do Gene	1378
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo os aa 901-1095 do CD35 humano, NP_000564.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso da Proteína	223 kDa
Envio	Bolsa de gelo