

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd35 Humano Para Citometria De Fluxo - P17927

Número do item: CM0008365



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD35 humano (CR1). Validado para citometria de fluxo, detecta o receptor de complemento tipo 1 em eritrócitos e células imunes. Ideal para estudar aderência imune e depuração mediada por complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD35 Humano
Observações/Apelido	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor de complemento tipo 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1378
ID do Gene	1378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 901-1095 do CD35 humano (NP_000564.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Proteico	223kDa
Envio	Saco de Gelo