


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd352/Slamf6 Humano Para Fc - Q96Du3

Número do item: CM0012043



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra CD352/SLAMF6 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas; SLAMF6 é um receptor com auto-ligante que modula a ativação de células NK e T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD352/SLAMF6 Humano
Observações/Apelidos	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; membro 6 da família SLAM
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	114836
GeneID	114836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96DU3
Peso da Proteína	24kDa/37kDa
Transporte	Bolsa de gelo