

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd353/Slamf8 Para Citometria De Fluxo - Q9P0V8

Número do item: CM0009379

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD353 humano (SLAMF8). Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa de células B e tecidos linfoides. Matéria-prima confiável para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD353/SLAMF8
Observações/Alias	BLAME; CD353; SBB142
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56833
GeneID	56833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-123 do CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0V8
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo