


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd355/Crtam Humano Conjugado A Para Fc - 095727

Número do item: CM0008541



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra o CD355/CRTAM humano para citometria de fluxo. Tem como alvo o CRTAM, uma molécula de adesão de células T que regula a ativação e a retenção tecidual. Adequado para pesquisa com células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD355/CRTAM humano
Observações/Apêndice	CD355
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56253
GeneID	56253
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-287 do CD355/CRTAM humano (NP_062550.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Envio	Saco de gelo