


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd370/Clec9A Humano - Q6Uxn8

Número do item: CM0007863



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico conjugado com , direcionado contra CLEC9A/CD370 humano e validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre células dendríticas e apresentação cruzada de antígenos de células mortas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD370/CLEC9A humano
Observações/alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Espécie	Humano
ID do gene	283420
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-241 de CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo