


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd370/Clec9A Para Citometria De Fluxo - Q6Uxn8

Número do item: CM0011780



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com anti-humano CD370/CLEC9A (DNGR-1), validado para citometria de fluxo. Reconhece um receptor de células dendríticas para antígenos associados a células mortas. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa biológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD370/CLEC9A mAb
Observações/Apelido	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283420
GeneID	283420
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-241 do CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo