


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd370/Clec9A Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q6Uxn8

Número do item: CM0006042



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD370/CLEC9A humano (Q6UXN8). Validado para citometria de fluxo, permitindo a identificação de células dendríticas BDCA3+ e estudos de apresentação cruzada de antígenos de células mortas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD370/CLEC9A
Observações/Apelido	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Espécie	Humano
GeneID	283420
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-241 do CD370/CLEC9A humano (NP_997228.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UXN8
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo