


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 Humano - P28907

Número do item: CM0009353



introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD38 Humano para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD38 (ADP-ribosil ciclase 1), envolvido na sinalização de cálcio e adesão celular. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD38 Humano
Observações/Apelido	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; Molécula CD38
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	952
ID do Gene	952
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Envio	Em saco de gelo