


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd38 Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0005572



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD38 humano para citometria de fluxo. O CD38 é uma glicoproteína transmembrana multifuncional com funções enzimáticas e de recetor, envolvida na sinalização de cálcio e na ativação de linfócitos. Ideal para imunofenotipagem e investigação sobre células imunes, diabetes e cancro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD38
Observações/Pseudônimo	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	13kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo