

Mab Coelho Anti-Humano Cd39/Entpd1 Para Fc - P49961

Número do item: CM0008818

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD39/ENTPD1 humano para citometria de fluxo. Específico para CD39 humano, validado para aplicações em FC. Ideal para estudos imunológicos da atividade de ectonucleotidase e ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD39/ENTPD1
Observações/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-442 de CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo