

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd39/Entpd1 Humano Para Fc - P49961

Número do item: CM0004899

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD39/ENTPD1 humano para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas para pesquisa de ectonucleotidases e ativação imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD39/ENTPD1 Humano                                                                           |
| Observações/Apelido | CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID              | 953 (Humano)                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-442 do CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P49961                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                  |