


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd4 Humano Para Fc - P01730

Número do item: CM0005153



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD4 humano, conjugado com , para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a glicoproteína de superfície de célula T CD4 (T4/Leu-3), validado para reatividade humana. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-CD4 Humano
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-207 do CD4 humano (NP_000607.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo