


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd40 - P25942

Número do item: CM0008514



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD40 para citometria de fluxo (FC). Detecta CD40 humano (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5), um receptor imunológico chave. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD40
Observações/Apelido	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	958
GeneID	958
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (P25942).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo