


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd40 Humano Para Fc - P25942

Número do item: CM0011134



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD40 humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno de superfície de células B CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5), com reatividade cruzada humana. Ideal para detecção direta em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD40 Humano
Observações/Apelidos	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	958
ID do Gene	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (NP_001241.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo