


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd40 Para Fc - P25942

Número do item: CM0010401



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo o CD40 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de células B e carcinomas, estudos de sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD40 mAb
Observações/Apelido	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	958
GeneID	958
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (NP_001241.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo