


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd40 Humano Para Citometria De Fluxo - P25942

Número do item: CM0012093



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD40 humano (TNFRSF5), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação de células B e macrófagos, a resposta imune e a sinalização CD40-CD40L.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD40 Humano
Observações/Apelido	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	958
GeneID	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (P25942)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo