


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD42B Humano Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P07359

Número do item: CM0011433



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-CD42b humano conjugado a para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a cadeia alfa da glicoproteína plaquetária Ib (GP1BA, CD42b, P07359). Adequado para pesquisa em hemostasia, trombose e biologia plaquetária. Matéria-prima IVD de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD42b Humano
Observações/Apelido	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2811
GeneID	2811
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-531 do CD42b humano (NP_000164.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo