

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd45Ra Humano () Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0012168

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD45RA humano (isoforma 6) para citometria de fluxo, 138kDa. Ideal para identificação de subconjuntos de leucócitos humanos e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD45RA Humano
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano, P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo