

Coelho Anti-Humano Cd45Ra Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0012206

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD45RA conjugado com para citometria de fluxo. Detecta a isoforma 6 de 138 kDa do CD45 (L-CA, T200) em leucócitos humanos. Ferramenta confiável para imunofenotipagem e análise de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD45RA mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo