

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd45Ra Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0008797

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade que visa o CD45RA humano (isoforma 6 de PTPRC). Validado para citometria de fluxo, permitindo a imunofenotipagem precisa de leucócitos em contextos clínicos e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD45RA mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo